

Guía de operación de arco en C Philips

Este video detalla la configuración inicial y el estado operativo del equipo de fluoroscopia arco en C Philips. Se muestran los parámetros de pantalla, la conexión del pedal y el entorno de quirófano previo a su uso.

VIDEO	IMG_4987
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:08 (mm:ss)
PASOS	2
SECCIONES	1

Índice

Configuración inicial

1. Verificar configuraciones en pantalla de control	00:00 · pág. 3
2. Posicionar el arco en C	00:02 · pág. 4



PASO 1 · CONFIGURACIÓN INICIAL · 00:00

Verificar configuraciones en pantalla de control

La pantalla muestra: 41 kV, .060 mA, 1.44 pGy, 0:00 min, modo Abdominal, 1/2 dosis, 17 cm, 3, 1, 0, modo Fluoro. Se visualiza un valor de 41 kV en pantalla; si el audio menciona 70 kV, considere ambos valores.



PASO 2 · CONFIGURACIÓN INICIAL · 00:02

Posicionar el arco en C

El operador ajusta manualmente la posición del arco en C utilizando la manija superior, asegurando el alineamiento necesario antes de proceder con el examen radiológico.