

Preparación del entorno para equipo de arco en C

Video de observación del entorno quirúrgico antes de iniciar el uso del arco en C. Se muestra la disposición de los cables y la protección estéril del equipo en el quirófano.

VIDEO	IMG_4988
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:05 (mm:ss)
PASOS	3
SECCIONES	1

Índice

Preparación

1. Identificar cables en el suelo	00:00 · pág. 3
2. Verificar cobertura de campos estériles	00:01 · pág. 4
3. Localizar estación de monitoreo	00:02 · pág. 5



PASO 1 · PREPARACIÓN · 00:00

Identificar cables en el suelo

Se observa el cable del pedal del arco en C extendido en el suelo. Es fundamental organizar este cableado para evitar tropiezos del personal quirúrgico durante el procedimiento.



PASO 2 · PREPARACIÓN · 00:01

Verificar cobertura de campos estériles

El equipo está cubierto con campos quirúrgicos verdes. Se debe comprobar la integridad de esta cobertura estéril antes de iniciar cualquier manipulación del sistema.



PASO 3 · PREPARACIÓN · 00:02

Localizar estación de monitoreo

Se visualiza la pantalla de visualización del arco en C situada en el fondo del quirófano. Debe asegurarse que sea plenamente visible para el operador.