

Inicio del equipo de fluoroscopia

Instrucciones básicas para encender el equipo y activar el modo de fluoroscopia. Se detalla la interacción con el panel de control y la verificación de indicadores luminosos de estado.

VIDEO	IMG_4992
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:22 (mm:ss)
PASOS	2
SECCIONES	1

Índice

Inicio del equipo

1. Encender el equipo	00:00 · pág. 3
2. Activar el modo del equipo	00:13 · pág. 4



PASO 1 · INICIO DEL EQUIPO · 00:00

Encender el equipo

Presionar el botón circular de encendido en el panel de control para iniciar el sistema.



PASO 2 · INICIO DEL EQUIPO · 00:13

Activar el modo del equipo

Presionar el botón circular de encendido. Se indica en el audio que el indicador luminoso se apaga para confirmar la activación, aunque en pantalla no se aprecia claramente este cambio de estado.