

Conexión y activación de consola de fluoroscopia

Este video detalla el procedimiento inicial para conectar y activar la consola de control de un equipo de fluoroscopia. Se describe la conexión del pedal de activación y el encendido del sistema mediante los botones de la consola.

VIDEO	IMG_4993
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:27 (mm:ss)
PASOS	2
SECCIONES	1

Índice

Encendido

1. Conectar cable del pedal	00:07 · pág. 3
2. Identificar panel de control	00:08 · pág. 4



PASO 1 · ENCENDIDO · 00:07

Conectar cable del pedal

Conecte el cable del pedal de control en el puerto circular localizado en la parte inferior de la base de la consola para permitir la activación remota.



PASO 2 · ENCENDIDO · 00:08

Identificar panel de control

El panel de control se ubica en la superficie superior de la consola; los indicadores y botones específicos no se distinguen con claridad en esta captura.